



PHOTIZO BLUSH, liten effektiv og enkel. En hurtig metode for bedre hud!



CABALL
THERAPY SYSTEM
BETTER LIFE WITH LIGHT

Introduktion

Gennem tiderne (som den tidligste form for lysbehandling) har sollys været kendt for at have både helende egenskaber og give velvære og virke smertelindrende. Lys er energi, og energi opretholder livet - det kan ikke blive ødelagt, men det kan også blive forvandlet til andre former.

Photizo® Blush er en LED-enhed som afgiver rødt og infrarødt lys som trænger gennem huden for at stimulere energiproduktion og andre *metabolske* processer i aktuelle områder. Infrarødt lys er en af de få fysiske behandlinger som fungerer for at skabe en helbredende effekt.

Celler, som er skadet og ødelagt, kan faktisk blive forynget og repareret af lys. Light Emitting Diodes (LED) leverer ikke nok kraft til at skade vævet, men de leverer nok energi til at fremme naturlig selvhelbredende og smertelindring. Med sin kraft er den optimeret for at være meget effektiv.

LED-enheden er en praktisk apparat til fremstilling af lys på specifikke bølgelængder, og flere studier har fastslået at det er selve lyset ved bestemte bølgelængder som bl.a. er det terapeutiske i naturen.

Alle biologiske systemer har en unik absorption (optagelses) -spektrum som bestemmer hvilke bølgelængder af stråling som vil blive optaget for at producere en givet terapeutisk effekt. De synlige røde og usynlige infrarøde lysbølger, deler spekteret som har vist sig at have meget letoptagelige og unikke terapeutiske effekter på levende væv.

LED enheden tillader også lysstrålen at sprede sig ud i stedet for at være en smal lysstråle. Vidvinkel diffusion af LED gør den enklere at bruge, fordi lysudslippene derved er i stand til at trænge gennem et bredere overfladeareal, og dette resulterer i en raskere behandlingstid for det bestemte område.

Photizo® Blush har one-touch, forhåndsprogrammerede, effektive doser af nær infrarød LED lys for behandling af smerter og lignende betændelsestilstande. Photizo® Bush sikrer præcis og enkel dosering af den rette mængde joules / doser for det ønskede område.

HVAD KAN JEG BEHANDLE MED PHOTIZO® BLUSH?

Bekæmp tegnene på aldring og solskader hurtigt, sikkert og bekvemt i ditt hjem ved hjælp af Photizo's Blush LED-enhed. Blush er perfekt til følgende:

- Reduktion af fine linjer, rynker, smilerynker og krågefødder
- Forbedring af hudens tekstur og tone
- Stimulering af produktionen af kollagen og elastin
- Reducer udseendet af puffede øjne og mørke cirkler under øjet.
- * Bedste resultater opnåes ved kontinuerlig brug
- * Daglig brug anbefales for best resultat, morgen og aften.

KONTRA-INDIKATIONER OG FORHOLDSREGLER

Bemærk, at Photizo Blush skal ses som en supplerende behandlingsmetode, der bruges sammen med evt medicinsk behandling. Photizo Blush er ikke beregnet til at erstatte standard medicinske procedurer, medicinering og / eller behandling.

Producenter og distributører af Photizo Blush kan på ingen måde holdes ansvarlige for skader, tab eller kvæstelser, der opstår, når de bruger enheden uden for de anbefalede retningslinjer og protokolbehandlinger. Bemærk også, at ikke alle forhold drager fordel af en lignende måde fra lysterapi.

- Kræft: Selvom enheden ikke udsender nogen skadelige UV-stråler, skal du ikke bruge lysbehandling på kræft eller mistanke om kræftmasse.
- Graviditet: Denne enhed er ikke testet til brug af gravide kvinder, spædbørn, småbørn eller børn under 13 år.
- Epilepsi: Nogle undersøgelser antyder, at pulserende synligt lys ved frekvenser i området 5-10 Hz kan fremkalde anfald. Photizo Blush pulserer ikke i området 5-10 Hz, men som en forebyggende foranstaltning bør alle med anfaldsforstyrrelser
- Må ikke bruges af nogen, der er søvngig eller påvirket af stoffer eller alkohol.
- Lad ikke tunge genstande anbringes på enheden, der kan knuse eller knække den.
- Brug ikke sammen med salve eller salver, der indeholder varmeproducerende ingredienser, da forbrænding kan ske.
- Hvis enhedens temperatur begynder at føles for varm, undgå at se direkte på den lysstråle, der udsendes fra sonden.

Behandl ikke områder af kroppen i nærheden af en pacemaker. Kontakt først din læge, hvis du har en pacemaker.

Hos nogle patienter med kroniske tilstande kan initial behandling med lysbehandling medføre lidt let ubehag. Dette er ikke en årsag til bekymring, og behandlingen kan fortsættes.

Ingen øjenbeskyttelse er nødvendig, men da lyset er meget lyst, skal du ikke se direkte ind i det udsendte lys. Brug af beskyttelsesbriller hjælper med at forhindre følsomhed over for stærkt lys.

Vær opmærksom på, at du efter behandlingen muligvis har et forkert billede af helbredet.

Brug ikke det behandlede område for meget.

Behandl ikke direkte på skjoldbruskkirtlen. Virkningen er ikke fastsat på dette tidspunkt.

Ingen børn under 13 år bør bruge eller være uden opsyn med enheden.

Enheden er ikke steril, så lad ikke enheden komme i kontakt med åbne sår, da den kan forårsage infektion.

Hvis du føler dig utilpass eller lethed, skal du straks holde opp med å bruge den. Kontakt en læge, hvis dette vedvarer. Sørg for, at du bruger enheden som anbefalt.

Hvis enhedens temperatur begynder at føles for varm, skal du straks slukke den. Hvis varmen medfører ubehag, skal du stoppe brugen af din Blush til den har blevet afkølet.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Enheden er ikke vandtæt, så brug ikke omkring vand, da kontakt med vand kan forårsage elektrisk stød. Opbevar eller anbring ikke i nærheden af en vask, bad, toilet eller andet sted, hvor det kan komme i kontakt med vand.
- Sænk eller rengør aldrig enheden med vand. Brug altid en blød, tør klud.
- Brug kun på ren og tør hud, da elektronikken kan blive beskadiget, når den udsættes for vand.
- Håndter og opbevar Photizo Blush med stor omhu, da den har indbygget elektrisk kredsløb.

FORBEREDELSE TIL BEHANDLING

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Photizo Blush er en enhed som kun skal åbnes af kvalificerte, derfor vil åbning eller manipulation af maskinen annullerer garantien. Photizo Blush bør rengøres før og efter brug ved hjælp af en ren, tør klud og kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, hvis nødvendigt. Rengør huden før påføring af behandlingen, da makeup, kosmetik eller snavs kan blokere lyset.

Photizo Blush skal altid opbevares i et sikkert, tørt område, fortrinsvis i den medfølgende bærepose og væk fra direkte lys eller ekstrem varme. Vær forsigtig, når du arbejder med enheden, og den må ikke nedsænkes eller betjenes i vand. Lad ikke fugt komme i kontakt med enheden.

Opbevaring af Photizo Blush i en længere periode skal ske med et batteri, der er fuldt opladet, ellers kan det resultere i et beskadiget batteri.

HVORDAN GØRE EN BEHANDLING?

Læs afsnit om kontraindikationer og forsigtighedsregler og sikkerhedsforholdsregler i brugsanvisningen, før du begynder at bruge dette produkt.

Husk at rengøre Photizo Blush før og efter brug ved hjælp af en ren, tør klud og kirurgisk spiritus eller kirurgisk alkohol, hvis nødvendigt.

- Hold sonden på plads, indtil enheden bipper to gange igen. Det slukker automatisk. Photizo Blush giver en dosis på 16 sekunder, før den slukkes automatisk.
- Skift til det næste sted, og tryk på tænd / sluk-knappen igen.
- Gentag, indtil hele problemområdet er behandlet.
- Tryk på tænd / sluk-knappen, når sonden er i position, der du ønsker at behandle. Den lille LED-afbryderknap over tænd / sluk-knappen viser, om enheden er optaget af en cyklus med grønt lys.
- At holde stroben mod huden med et lett trykk, sikrer maksimal gennemtrængnings dybde.
- Brug Photizo Blush dagligt for bedste resultater.
- Kroppen bygger ikke op modstand mod lysbehandling og derfor kan behandlinger gøres dagligt.

OPTIMAL BEHANDLING:

For at opnå en optimal effekt af din Blush, vil disse enkle trin hjælpe dig.

1. Rengør din hud fra makeup og snavs, brug helst et vandbaseret renseprodukt.
2. Brug et tonic eller ph-vand for at neutralisere hudens ph-balance.
3. Behandl som vist på nedenstående formular, du kan drage fordel af at tage 2 doser inden for områderne med særlig bekymring, på dybe rynker osv.
4. Hvis du ønsker en opløftende virkning, skub forsigtigt opad og følg de anatomiske træk i dit ansigt, fig 1.
5. Afslut med dag- eller natcreme, som du ønsker.

Skulle der være behov for mere omfattende hjælp til behandling af din hud, er du velkommen til at kontakte os direkte på vores kundeside på facebook:

Photizo Denmark. Vi vil være i stand til at hjælpe dig med at bruge din Photizo Blush og hvilke produkter du kan bruge, da vi har hud- og kroppsterapi her . Og vi sælger også særlige produkter til anti aldring og acne behandling osv.



Fig 1.

BETJENING AF PHOTIZO BLUSH

- Photizo Blush kan betjenes fra det interne genopladelige batteri eller direkte fra dets strømforsyning.
- For at tænde skal du trykke på tænd / sluk-knappen. Tænd / sluk-knappen lyser, og enheden bipper to gange.
- Når behandlingscyklussen er afsluttet, bipper den to gange og slukkes automatisk.
- For at slukke for enheden under behandlingscyklussen skal du trykke på tænd / sluk-knappen i 1 sekund. Tænd / sluk-knap-LED'en kan forblive på grønt et stykke tid, efter at cyklussen er stoppet

Når du bruger batteristrøm, lyser tænd / sluk-knappen lyser grønt under cyklussen og slukkes, når den ikke er i brug.

- Når der er tilsluttet strøm, bipper det en gang, og efter 3 sekunders forsinkelse begynder strømknappen til at blinke grønt. Når batteriet er fuldt opladet, holder LED-afbryderknappen op med at blinke og lyser permanent.

FEJLSØGNING:

Når du tager ledningen ud af stikket, bipper enheden en gang, og tænd / sluk-knappen lyser.

Photizo Blush giver ca. 90 minutter kontinuerlig behandling fra hver fuld opladning. Hvis du bruger Photizo Blush i kolde temperaturer, skal du være opmærksom på, at dette kan reducere antallet af doser, der leveres fra hver fuld opladning.

Photizo Blush bruger NiMH genopladelige batterier med høj kapacitet, og som med alle genopladelige batterier skal disse udskiftes over tid. Denne tid varierer afhængigt af opbevaring, tid og brugen. Kapaciteten udtømmes over tid, og antallet af doser mellem afgifter reduceres. Når batterikapaciteten når et niveau, der ikke er tilfredsstillende, kan det interne genopladelige batteri udskiftes. Kontakt din lokale **premium forhandler** eller oss, der kan afgive et tilbud på installation af et nyt batteri.

FEJLSØGNING:

Problem	Løsning
Enheden tænder ikke	Batteriet må lades
Enheden lader ikke	Er laderen kobles til enheden / plugget i på elektrisk forsyning og tændt? Alle tilkoblinger sidder som de skal?
2 store LED ionene ser ikke ud til at være på / til at fungerer	Disse LED bølgelængde ligger indenfor det usynlige område og dermed vil ikke blive set med det blotte øje

BEMÆRK, AT PHOTIZO BLUSH IKKE ER EN SUBSTITUTE FOR MEDICINSK RÅD ELLER BEHANDLING, MEN ER EN ALTERNATIV BEHANDLINGS ANORDNING. ANTAG IKKE, AT ALLE HUDPROBLEM ER EGNEDE TIL BEHANDLING MED LYS TERAPI. PHOTIZO BLUSH ER IKKE EN DIAGNOSTISK VÆRKTØJ OG ER IKKE BEREGNET FOR UDSKIFTELSE AF MEDISK BEHANDLING.

SPECIFIKATIONER

Enheden har et lysemitterende LED, og helsegivende bølgelængde med røde og infrarøde lysdioder med høj effekt.

Effekt: 1 300 mW.

Peak output: 330mw/cm²

Behandlingsområde: 4.7cm²

Bølgelængde: 633nm rød, 850nm infrarød

Nett: 100 ~ 240VAC

Batteri Spænding: 7.2V DC Batterilader: 12V, 1A

Vægt: 280 gram

Lading: 4 timer, eller over natten

Cykluser per opladning: 90 minutter

STANDARD TILBEHØR:

Photizo lader

Brugsanvisning

Opbevaringspose

BETJENINGSMILJØ

- Ikke egnet til drift i nærvær af en brandfarlig anæstetisk blanding af luft eller med ilt eller nitrogenoxid.
- Driftsmiljø: 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F) 700 hPa - 1 060 hPa
- Opbevaringsmiljø: -20 ° C - 4 ° F - 122 ° F -50 ° C) 700 hPa - 1 060 hPa
- Fugtighed: 15% - 95% RF
- Udstyrsklasse: Klasse II
- Driftsform: Dose 16 sekunder

KONTAKT FOR EUROPA

Caball Consulting - Caball Therapy System

Tlf: +45 2815 5673/76

E-post: post@photizo.info

Nettsted: www.caball.biz

Forhandler side: www.photizo.info

ADVARSEL!

Bare bruge PHOTIZO® BATTERILADER som følger med enheden for at lade batterierne. Anden lader vil skade batterierne eller PHOTIZO® VETCARE.

GARANTI

Dette produkt kommer med en 1-års indleverings garanti fra købsdato, og 2 års reklamationsret, forud for at oprindelige købsbevis er udstedt. INGEN garantikrav som stammer fra forkert behandling, batterilækage, utilsigtet brug, vandskader, eller organisk skade løsemiddel vil blive erstattet. Batterier er udtrykkelig undtaget under denne garanti. Vær opmærksom på at specifikationer kan variere fra dem præsenteret i denne manual.

Hvis du behøver hjælp eller oplever fejl, tag kontakt med din nærmeste forhandler eller mail Caball Consulting på post@photizo.info .



